

Zeta 3 Wipes POP-UP



superfici

Salviette grandi imbevute con soluzione senza alcol per la rapida disinfezione e deterzione di superfici di dispositivi medici, incluse quelle più delicate (riuniti in pelle naturale o artificiale, superfici in plexiglass, ecc.).

Principi attivi: Sali d'ammonio quaternario

FRAGRANZA MENTA



PLUS PRODOTTO

- ▶ Protezione elevata: battericida, fungicida, tuberculicida e virucida
- ▶ Dermatologicamente testate
- ▶ Tessuto ad alta resistenza, morbido e compatto
- ▶ Sicurezza per l'utilizzatore: privo di aldeidi e fenoli

Impiego

Strofinare accuratamente **Zeta 3 Wipes POP-UP** sull'intera superficie da disinfettare, assicurandosi di inumidirla uniformemente e lasciare agire.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATE

Spettro d'azione



Battericida: EN 13697, EN 1276*, EN 14561*, EN 14561 (MRSA)
Fungicida: EN 13697 (A. niger), EN 14562 (A. fumigatus)
Lieviticida: EN 1650*, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans)
Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, Polyomavirus, H1N1, Rotavirus), EN 14476* (HSV)
Test effettuati in condizioni di pulito.
**Test effettuati in condizioni di sporco.*